

DAGA

Cântar corporal Bluetooth Daga BL 1500

Cod produs 20404228

Manual de utilizare



Tiravis S.R.L. · importator și distribuitor

Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București · 031 805 49 58 · office@tiravis.ro

Machetă de prezentare pentru demonstrația tiravis.ro. În magazinul livrat, aici se încarcă manualul original al producătorului, din panoul de administrare.

1. Prezentare

Aparatul măsoară și afișează o valoare. Precizia depinde de suprafața pe care stă, de poziția corpului și de bateriile încărcate.

150 Kg · Bluetooth 4 · precizie 100 g

Caracteristici

- 150 Kg
- Bluetooth 4
- precizie 100 g
- design slim
- masoara: greutate
- grasime corporală
- continut de apă
- masa musculara și masa oasoasa
- Alb/Gri

Ce găsești în cutie

- Cântar corporal Bluetooth Daga BL 1500
- Accesoriiile din dotare, conform fișei tehnice de la capitolul 5
- Manualul de utilizare
- Certificatul de garanție și factura

2. Instrucțiuni de siguranță

Citește toate instrucțiunile de mai jos înainte de prima utilizare. Nerespectarea lor poate duce la accidentare sau la deteriorarea aparatului și duce la pierderea garanției.

- Citește manualul înainte de prima utilizare și păstrează-l pe toată durata de viață a aparatului.
- Verifică dacă tensiunea din priză corespunde cu cea de pe eticheta aparatului: 220 – 240 V~, 50/60 Hz.
- Nu folosi aparatul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat. Cablul se înlocuiește doar într-un service autorizat.
- Scoate ștecherul din priză după fiecare utilizare și înainte de curățare, trăgând de ștecher, nu de cablu.
- Aparatul poate fi folosit de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau senzoriale reduse doar sub supraveghere ori după instruire privind utilizarea în siguranță.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic, în interior.
- Aparatul nu înlocuiește consultul medical. Pentru decizii legate de sănătate, discută cu medicul.
- Nu urca pe cântar cu picioarele ude și nu-l folosi pe gresie udă.
- Scoate bateriile dacă nu folosești aparatul mai mult de o lună; bateriile descărcate curg și distrug contactele.
- Nu depăși sarcina maximă scrisă pe aparat și nu urca pe cântar cu obiecte grele în brațe.
- Ține aparatul departe de umezeală, praf și surse de căldură.
- Folosește doar încărcătorul livrat în cutie. Un alt încărcător poate deteriora acumulatorul.
- Nu lăsa aparatul la încărcat nesupravegheat peste noapte și nu-l încărca lângă surse de căldură.

- Nu deschide carcasa acumulatorului și nu-l arunca în foc.

3. Punerea în funcțiune și utilizarea

1. Așază aparatul pe o suprafață plană și tare. Covorul falsifică rezultatul.
2. Măsoară în aceleași condiții de fiecare dată: aceeași oră, aceeași poziție, aceeași haine.
3. Stai nemișcat până se stabilizează valoarea pe afișaj.
4. La tensiometre, stai așezat, cu spatele sprijinit și brațul la nivelul inimii, și odihnește-te cinci minute înainte de măsurare.
5. Notează valorile, ca să ai un istoric pe care medicul îl poate citi.

4. Curățare și întreținere

- Șterge aparatul cu o lavetă ușor umedă. Nu-l ține sub jet de apă.
- Nu folosi alcool concentrat sau solvenți pe afișaj.
- Păstrează manșeta întinsă, nu îndoită, pentru a nu deteriora furtunul.
- Depozitează aparatul în cutia lui, ferit de lovituri.

5. Specificații tehnice

Cod produs	20404228
Brand	Daga
Culoare	Alb
Garanție	24 luni
Alimentare	220 – 240 V~, 50/60 Hz

6. Garanție, service și retur

Produsul are **garanție de 24 de luni** de la data cumpărării, conform legislației în vigoare. Certificatul de garanție este valabil împreună cu factura sau bonul fiscal.

Reparațiile se fac în service-ul propriu Tiravis S.R.L., în România, cu piese originale. Pentru o solicitare de service, sună la 031 805 49 58 (Luni – Vineri, 09:00 – 17:00) sau scrie la office@tiravis.ro și spune codul produsului de pe copertă.

Garanția nu acoperă defectele apărute din utilizare necorespunzătoare, din lovire, din supratensiune, din depunerea de calcar la aparatele care cer decalcifiere periodică sau din intervenții făcute în afara service-ului autorizat.

Dacă ai cumpărat online, poți returna produsul în 14 zile de la primire, fără să explici motivul, conform O.U.G. 34/2014. Produsul se întoarce complet, cu toate accesoriile.

7. Protecția mediului

Simbolul pubelei barate de pe aparat arată că, la sfârșitul duratei de viață, produsul nu se aruncă la gunoiul menajer. Predă-l la un punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice sau la magazinul de unde cumperi un aparat similar.

Bateriile și acumulatorii se predau separat, la punctele de colectare dedicate.

8. Conformitate

Produsul respectă cerințele directivelor europene aplicabile privind echipamentele de joasă tensiune și compatibilitatea electromagnetică. Declarația de conformitate se poate obține de la office@tiravis.ro.

Tiravis S.R.L. · Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București

031 805 49 58 · office@tiravis.ro · Luni – Vineri, 09:00 – 17:00