

DAGA

Husa de masaj shiatsu Daga MA 3500. 35W, shiatsu+vibratie+caldura

Cod produs 40103794

Manual de utilizare



Tiravis S.R.L. · importator și distribuitor

Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București · 031 805 49 58 · office@tiravis.ro

Machetă de prezentare pentru demonstrația tiravis.ro. În magazinul livrat, aici se încarcă manualul original al producătorului, din panoul de administrare.

1. Prezentare

Aparatul lucrează direct pe corp. Timpul de folosire pe o singură zonă este limitat, exact ca la aparatele profesionale.

35W · control electronic · 4 puncte de masaj circular bidirecțional

Caracteristici

- 35W
- control electronic
- 4 puncte de masaj circular bidirecțional
- 3 zone de masaj profund
- caldura infrarosu
- vibrare sezut
- comanda cu fir

Ce găsești în cutie

- Husa de masaj shiatsu Daga MA 3500. 35W, shiatsu+vibrație+caldura
- Accesoriile din dotare, conform fișei tehnice de la capitolul 5
- Manualul de utilizare
- Certificatul de garanție și factura

2. Instrucțiuni de siguranță

Citește toate instrucțiunile de mai jos înainte de prima utilizare. Nerespectarea lor poate duce la accidentare sau la deteriorarea aparatului și duce la pierderea garanției.

- Citește manualul înainte de prima utilizare și păstrează-l pe toată durata de viață a aparatului.
- Verifică dacă tensiunea din priză corespunde cu cea de pe eticheta aparatului: 220 – 240 V~, 50/60 Hz.
- Nu folosi aparatul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat. Cablul se înlocuiește doar într-un service autorizat.
- Scoate ștecherul din priză după fiecare utilizare și înainte de curățare, trăgând de ștecher, nu de cablu.
- Aparatul poate fi folosit de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau senzoriale reduse doar sub supraveghere ori după instruire privind utilizarea în siguranță.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic, în interior.
- Nu folosi aparatul pe piele iritată, rănită, arsă sau pe zone cu varice, tromboză ori inflamații.
- Persoanele cu stimulator cardiac, cu implanturi metalice sau însărcinate folosesc aparatul doar cu acordul medicului.
- Nu depăși timpul recomandat pe o singură zonă. Pauzele sunt parte din utilizare.
- Oprește imediat aparatul dacă simți durere, amorțeală sau disconfort.
- Nu adormi cu aparatul pornit.

3. Punerea în funcțiune și utilizarea

1. Începe pe intensitatea minimă și crește treptat.
2. Ține aparatul în mișcare pe zona tratată, fără să apeși.
3. O ședință durează în general 10 – 15 minute pe zonă.
4. Bea apă după ședință.
5. Oprește aparatul de la buton înainte să-l scoți din priză sau de pe încărcător.

4. Curățare și întreținere

- Șterge suprafețele de contact cu o lavetă ușor umedă după fiecare utilizare.
- Nu introduce aparatul în apă și nu-l ține sub jet.
- Lasă aparatul să se usuce complet înainte de depozitare.
- Păstrează accesoriile în husa din cutie.

5. Specificații tehnice

Cod produs	40103794
------------	----------

Brand	Daga
-------	------

Putere	35 W
--------	------

Garanție	24 luni
----------	---------

Alimentare	220 – 240 V~, 50/60 Hz
------------	------------------------

6. Garanție, service și retur

Produsul are **garanție de 24 de luni** de la data cumpărării, conform legislației în vigoare. Certificatul de garanție este valabil împreună cu factura sau bonul fiscal.

Reparațiile se fac în service-ul propriu Tiravis S.R.L., în România, cu piese originale. Pentru o solicitare de service, sună la 031 805 49 58 (Luni – Vineri, 09:00 – 17:00) sau scrie la office@tiravis.ro și spune codul produsului de pe copertă.

Garanția nu acoperă defectele apărute din utilizare necorespunzătoare, din lovire, din supratensiune, din depunerea de calcar la aparatele care cer decalcifiere periodică sau din intervenții făcute în afara service-ului autorizat.

Dacă ai cumpărat online, poți returna produsul în 14 zile de la primire, fără să explici motivul, conform O.U.G. 34/2014. Produsul se întoarce complet, cu toate accesoriile.

7. Protecția mediului

Simbolul pubelei barate de pe aparat arată că, la sfârșitul duratei de viață, produsul nu se aruncă la gunoiul menajer. Predă-l la un punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice sau la magazinul de unde cumperi un aparat similar.

Bateriile și acumulatorii se predau separat, la punctele de colectare dedicate.

8. Conformitate

Produsul respectă cerințele directivelor europene aplicabile privind echipamentele de joasă tensiune și compatibilitatea electromagnetică. Declarația de conformitate se poate obține de la office@tiravis.ro.

Tiravis S.R.L. · Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București

031 805 49 58 · office@tiravis.ro · Luni – Vineri, 09:00 – 17:00